


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Siglec-7/Cd328 Para Fc - Q9Y286

Número do item: CM0006162



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra Siglec-7 humano (CD328/AIRM1/p75). Especificamente projetado para citometria de fluxo (FC). Imunógeno recombinante abrangendo aa 18-144. Ideal para pesquisa com células natural killer e imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE Anti-Humano Siglec-7/CD328
Observações/Apelido	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27036
GeneID	27036
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-144 do Siglec-7/CD328 humano (NP_055200.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y286
Peso Molecular da Proteína	51kDa
Envio	Em saco de gelo