

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Siglec-8 Para Fc - Q9Nyz4

Número do item: CM0006216



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à Siglec-8 humana, validado para citometria de fluxo (FC). Detecta múltiplos isoformas (44/46/54 kDa) e é ideal para estudar a biologia de eosinófilos, basófilos e mastócitos em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Humano Siglec-8
Observações/Apelido	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-363 da Siglec-8 humana (NP_055257.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Envio	Em saco de gelo