


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Stat1 Para Citometria De Fluxo - P42224

Número do item: CM0012164



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a STAT1 humano. Validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para estudos de sinalização por interferona, defesa antiviral e do fator de transcrição STAT1. Matéria-prima IVD para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano STAT1
Observações/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6772
GeneID	6772
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 650-750 de STAT1 humano (NP_009330.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P42224
Peso da Proteína	83 kDa/87 kDa
Envio	Bolsa de gelo