

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stat3 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo Intracelular - P40763

Número do item: CM0010525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-STAT3 humano conjugado com PE para citometria de fluxo intracelular (FC). Tem como alvo STAT3/APRF, um ativador transcricional de 88 kDa nas vias de IL-6 e JAK/STAT; reage de forma cruzada com o antígeno humano. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-STAT3 humano conjugado com PE
Observações/alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 611-710 do STAT3 humano (NP_003141.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P40763
Peso da proteína	88 kDa
Envio	Bolsa de gelo