


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Tie-2/Cd202B Para Citometria De Fluxo - Q02763

Número do item: CM0008773



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano Tie-2/CD202b conjugado com PE, especificamente validado para detecção por citometria de fluxo (FC) do receptor Tie-2 (UniProt Q02763) em amostras humanas. Ideal para aplicações de pesquisa em angiogênese e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano Tie-2/CD202b
Observações/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Espécie	Humano
ID do Gene	7010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-745 de Tie-2/CD202b humano (NP_000450.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q02763
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Bolsa de gelo