


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tigit Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - Q495A1

Número do item: CM0008222



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIGIT humano (VSIG9, VSTM3) conjugado com PE, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo um imunorreceptor inibitório presente em células T e células NK. UniProt Q495A1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TIGIT humano conjugado com PE
Observações/Alíases	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	201633
GeneID	201633
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q495A1
Peso da proteína	18 kDa/26 kDa
Envio	Bolsa de gelo