

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Para Fc - Q8Tdq0

Número do item: CM0008423



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 22-200). Ideal para pesquisa de checkpoint imunológico e exaustão de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano TIM-3/HAVCR2
Observações/Apelido	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84868
ID do Gene	84868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 do TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Transporte	Saco de gelo