


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Tlr1 Para Fc - Q15399

Número do item: CM0011297



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que tem como alvo o receptor 1 do tipo Toll humano (TLR1/CD281). Projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Investigue as respostas imunes inatas mediadas por TLR1 a lipopeptídeos bacterianos com esta ferramenta de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano TLR1
Observações/Apelido	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7096
GeneID	7096
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 325-424 do TLR1 humano (NP_003254.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15399
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo