

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Tlr3 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - O15455

Número do item: CM0008254



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao TLR3 humano (CD283), validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para aplicações de pesquisa em imunidade inata e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano TLR3
Observações/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7098
ID do Gene	7098
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-339 do TLR3 humano (NP_003256.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reação Cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo