

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Tmprss2 Humano Para Citometria De Fluxo - O15393

Número do item: CM0004793



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TMPRSS2 humano conjugado com PE para citometria de fluxo. Adequado para estudar a progressão do câncer de próstata, mecanismos de infecção viral (SARS-CoV, SARS-CoV-2) e proteólise em células hospedeiras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho anti-TMPRSS2 Humano
Observações/Apelido	PRSS10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7113
ID do Gene	7113
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 106-255 da TMPRSS2 humana (NP_005647.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15393
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo