


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Tnf-A Humano Para Fc (Intracelular) - P01375

Número do item: CM0007785



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-TNF- α humano conjugado com PE para coloração intracelular em citometria de fluxo. Permite investigar o fator de necrose tumoral alfa em respostas inflamatórias, regulação imunológica e biologia do câncer. Reage cruzadamente com o TNF- α humano (cachectina/TNFSF2).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho PE anti-TNF- α Humano
Observações/Apelidos	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7124
ID do Gene	7124
Imunógeno	Proteína recombinante de fusão contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-233 do TNF- α humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01375
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Bolsa de gelo