

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trop-2 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P09758

Número do item: CM0008612



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra TROP-2 humano para aplicações de citometria de fluxo. Reconhece o antígeno associado a tumores TROP-2, apoiando a pesquisa em imuno-oncologia e o desenvolvimento de diagnósticos. - P09758

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TROP-2 humano conjugado com PE
Observações/Al ias	EGP1; GP50; M151; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Espécie	Humana
ID do gene	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P09758
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo