

Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd10 Mab Para Fc - P08473

Número do item: CM0010951



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD10 humano (Neprilisina) para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com humano e macaco cinomolgo. Validado para pesquisas imunológicas e cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco CD10 mAb
Observações/Apelido	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4311
GeneID	4311
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 humano (NP_000893.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo