

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd127/IL-7R Humano/Macaco Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P16871

Número do item: CM0009431



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD127/IL-7R humano/macaco para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia alfa do receptor de interleucina-7, com reatividade cruzada com humanos e macacos cynomolgus. Adequado para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD127/IL-7R humano/macaco conjugado com PE
Observações/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-236 do CD127/IL-7Rα humano (NP_002176.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo