


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd14 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0008826



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD14 humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. O CD14 é um correceptor para LPS bacteriano, mediando a imunidade inata. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AcM de Coelho PE anti-CD14 Humano/Macaco
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo