

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd16 Para Fc - P08637/O75015

Número do item: CM0007806



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que tem como alvo o CD16 humano/macaco (FCGR3A/FCGR3B). Validado para citometria de fluxo (FC), apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de macaco cynomolgus. Ideal para perfis de células imunes e estudos de ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano/Macaco CD16
Observações/Apelido	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso da Proteína	29KDa/26KDa
Envio	Bolsa de gelo