

Anticorpo Monoclonal Pe Rabbit Anti-Human/Monkey Cd18 Para Citometria De Fluxo - P05107

Número do item: CM0008649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD18 humano (Integrina beta-2) para citometria de fluxo, com reatividade cruzada com macaco cynomolgus. Ideal para estudar receptores de adesão leucocitária e tráfego de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Human/Monkey CD18 mAb
Observações/Alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Espécie	Humano
GeneID	3689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-769 do CD18 humano (NP_000202.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P05107
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo