


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Cd20 Humano/Macaco Para Fc - P11836

Número do item: CM0011218



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD20 humano/macaco (MS4A1), validado para citometria de fluxo. Específico para linfócitos B, com reatividade cruzada para cynomolgus. Para uso em pesquisa em estudos de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE anti-CD20 Humano/Macaco
Observações/Apelido	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; Antígeno de linfócito B CD20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Envio	Bolsa de gelo