

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd25 Para Citometria De Fluxo - P01589

Número do item: CM0008858



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD25 humano (IL2RA, p55). Validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de cynomolgus. Ideal para pesquisa de Treg e tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco CD25 mAb
Observações/Apelidos	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3559
ID do Gene	3559
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo