

Mab Pe De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd3 Para Fc - P07766

Número do item: CM0009956



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD3 humano/macaco para citometria de fluxo. Reage de forma cruzada com o CD3 de macaco cynomolgo. Faz parte do complexo TCR, essencial para pesquisa de ativação de células T e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-Humano/Macaco CD3
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	916
ID do Gene	916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-126 do CD3 humano (NP_000724.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P07766
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo