

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd4 Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01730

Número do item: CM0010170



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD4 humano/macaco para citometria de fluxo (FC). Validado para reatividade humana e de macaco-cinomolgo. 51kDa. Explore a função do correceptor de células T e estudos do receptor de HIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-CD4 Humano/Macaco
Observações/Apelido	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Espécie	Humano
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Transporte	Saco de Gelo