

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45 Humano/Macaco Conjugado A Pe - P08575

Número do item: CM0007910



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD45 humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular; adequado para estudos de ativação de células T, sinalização imunológica e identificação de células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 Humano/Macaco conjugado a PE
Observações/Apêndice	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Em saco de gelo