

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd64 Para Citometria De Fluxo - P12314

Número do item: CM0008729



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE de alta afinidade contra CD64 (FcγRI) humano e de macaco, validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo das funções do receptor de IgG específico de monócitos/macrófagos na imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco CD64 mAb
Observações/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espécie	Humano
ID do Gene	2209
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo