

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd69 Para Fc - Q07108

Número do item: CM0010301



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD69 humano, um antígeno chave de ativação precoce em células imunes. Validado para citometria de fluxo (FC), tem reatividade cruzada com macaco cynomolgus. Ideal para estudos de ativação de células imunes e diferenciação de células T reguladoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano/Macaco CD69
Observações/Apelidos	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso da Proteína	23kDa
Transporte	Bolsa de gelo