


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Cd86 Para Fc - P42081

Número do item: CM0010970



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE que reconhece CD86 humano e de macaco-cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação de células T e a coestimulação em pesquisa imunológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Humano/Macaco CD86
Observações/Apelido	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	942
ID do Gene	942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 do CD86 humano (NP_787058.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P42081
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo