


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0004207



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra a cadeia alfa CD8 humana e de macaco-cinomorfo. Validado para citometria de fluxo (FC), visando os aminoácidos 22-182 do CD8A (P01732). Adequado para pesquisa de células T e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco CD8a mAb
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	925
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomorfo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo