

Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Hla-Dr Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01903

Número do item: CM0010393



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra HLA-DR humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Reconhece a cadeia alfa do MHC de classe II, expresso em células apresentadoras de antígeno. Adequado para pesquisa em imunologia e primatas não humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de Coelho anti-HLA-DR Humano/Macaco
Observações/Alias	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína recombinante de HLA-DR humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo