

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco IgD Conjugado Com Pe Para Fc - P01880

Número do item: CM0012111



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o IgD humano e de macaco cinomolgo (região constante, aminoácidos 99-384). Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem de células B e estudos de receptores de imunoglobulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco IgD mAb
Observações/Apelido	IGHD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3495
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 do IgD humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P01880
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo