

Igg Mab Pe Coelho Anti-Humano/Macaco - Aaq57561.1

Número do item: CM0009862

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra IgG humana e de macaco, adequado para citometria de fluxo intracelular. Imunógeno: proteína recombinante que cobre os aminoácidos 98-322 da IgG de macaco (AAQ57561.1). Reage cruzadamente com IgG humana e de cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	IgG mAb PE coelho anti-Humano/Macaco
Espécie	Macaco
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 98-322 da IgG de macaco (AAQ57561.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Envio	Bolsa de gelo