


Mab De Coelho Anti-Igm Humano/Macaco Conjugado A Pe Para Fc - P01871

Número do item: CM0008776



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE, direcionado à região constante da IgM humana/de macaco, adequado para citometria de fluxo. Ferramenta de pesquisa para estudos de imunologia de células B e imunidade humoral. Reconhece IGHM (P01871).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgM humano/macaco conjugado a PE
Observações/alias	MU; VH; AGM1
Espécie	Humano
GeneID	3507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P01871
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo