


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P46013

Número do item: CM0011200



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que alvo Ki67 humano/macaco (P46013), validado para citometria de fluxo intracelular. Ferramenta essencial para ensaios de proliferação celular, análise do ciclo celular e pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco Ki67 mAb
Observações/Alias	KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4288
GeneID	4288
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso da Proteína	319kDa/359kDa
Transporte	Bolsa de gelo