

Pe Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Pd-1/Cd279 Para Fc - Q15116

Número do item: CM0009873



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o PD-1/CD279 (Q15116) humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em pontos de verificação imunológica, exaustão de células T e imunoterapia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano/Macaco PD-1/CD279 mAb
Observações/Apelido	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5133
GeneID	5133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-168 do PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Cinomolgo
SWISS	Q15116
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo