

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Integrina Alfa 5 Humana/De Camundongo (Itga5/Cd49E) Para Citometria De Fluxo - P08648

Número do item: CM0012693



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado à integrina alfa 5 humana/de camundongo (ITGA5/CD49e, VLA-5). Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de adesão celular, receptor de fibronectina e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Integrina alfa 5 Humana/de Camundongo (ITGA5/CD49e)
Observações/Apelido	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Espécie	Humano
ID do Gene	3678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-995 da Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de Gelo