


Mab De Coelho Anti-Nanog Humano/Camundongo Conjugado Com Pe - Q80Z64

Número do item: CM0009320



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra Nanog humano e de camundongo, um fator de transcrição homeobox essencial para a pluripotência. Desenvolvido para citometria de fluxo intracelular (FC) em pesquisas com células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Nanog humano/camundongo conjugado com PE
Observações/alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	79923
ID do gene	71950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-305 de Nanog de camundongo (NP_082292.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q80Z64
Peso da proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo