

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Pdgfra/Cd140A Humano/De Camundongo Para Fc - P16234

Número do item: CM0010141



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra PDGFR α /CD140a humano e de camundongo (SWISS: P16234), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre proliferação celular, desenvolvimento embrionário e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	mAb de coelho PE anti-PDGFR α /CD140a humano/de camundongo
Observações/Apelidos	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5156
ID do gene	5156
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 do PDGFR α /CD140a humano (NP_006197.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P16234
Peso da proteína	123 kDa
Envio	Bolsa de gelo