


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Humano/Camundongo Para Citometria De Fluxo Intracelular - P43403

Número do item: CM0000922



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado contra ZAP70 (Y319) e Syk (Y352) fosforilados, validado para citometria de fluxo intracelular em humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização em células T e B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Humano/Camundongo
Observações/Apelido	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Espécies	Humano, Camundongo
ID do Gene (Humano)	7535
ID do Gene	7535
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y319 do ZAP70 humano (NP_001070.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosfo-Específicos
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo