

Mab Pe Coelho Anti-Humano/Macaco Foxp3 - Q9Bzs1

Número do item: CM0010395



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a FOXP3 para citometria de fluxo intracelular. Validado para humano, camundongo e cinomolgo. Detecta um fator de transcrição de forkhead de 47 kDa essencial para a regulação imunológica mediada por Treg.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano/Camundongo/Macaco FOXP3
Observações/Apelidos	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécie	Humano
GeneID	50943
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Cinomolgo
SWISS	Q9BZS1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo