

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Mouse Ccr6/Cd196 Para Fc - O54689

Número do item: CM0005982

introdução

Anticorpo monoclonal PE Coelho anti-Mouse CCR6/CD196 validado para citometria de fluxo (FC). Específico para CCR6 de camundongo, um receptor de quimiocinas fundamental para a migração de células imunes e imunidade mucosa. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Mouse CCR6/CD196
Observações/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1235
GeneID	12458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-38 da CCR6/CD196 de camundongo (NP_033965.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54689
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo