

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd103 Para Fc - Q60677

Número do item: CM0005119

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD103 de camundongo (Integrina alfa-E, ITGAE) para citometria de fluxo. Validado para estudo de adesão de linfócitos T e interações epiteliais. SWISS: Q60677.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-Camundongo CD103
Observações/Apelido	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3682
GeneID	16407
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-385 do CD103 de camundongo (NP_032425.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60677
Peso Molecular da Proteína	129 kDa
Envio	Em saco de gelo