

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Camundongo Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P05532

Número do item: CM0010059



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD117/c-Kit de camundongo. Validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor do fator de crescimento de mastócitos/células-tronco Kit (P05532). Ideal para pesquisa com células-tronco hematopoiéticas e mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Camundongo CD117/c-Kit
Observações/Apelido	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	camundongo
GeneID (humano)	3815
GeneID	16590
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/109kDa
Remessa	Em saco de gelo