

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd11A Conjugado Com Pe Para Fc - P24063

Número do item: CM0005842

### introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Mouse CD11a conjugado com PE validado para citometria de fluxo (FC) com amostras de camundongo; atinge a integrina alfa-L envolvida na adesão de leucócitos e resposta imune - adequado para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PE Coelho anti-Mouse CD11a mAb                                                                                                       |
| Observações/Apelido | Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A                                                                                           |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 3683                                                                                                                                 |
| ID do Gene          | 16408                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-340 do CD11a de camundongo (NP_001240801.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                           |
| SWISS               | P24063                                                                                                                               |
| Peso da Proteína    | 128kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                        |