


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd11B Conjugado Com Pe Para Fc - P05555

Número do item: CM0008321



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD11b de camundongo (ITGAM, MAC-1), validado para citometria de fluxo. Reage com monócitos, granulócitos e micróglia de camundongo. Ideal para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD11b mAb
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	3684
ID do Gene	16409
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da Proteína	115kDa/127kDa
Envio	Saco com gelo