


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Murino Cd122/IL-2R β Para Citometria De Fluxo - P16297

Número do item: CM0009978



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-murino CD122/IL-2R β marcado com PE para citometria de fluxo. Detecta a subunidade beta do receptor de IL-2, essencial para estudos de sinalização de IL-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Murino CD122/IL-2R β
Observações/Alíase	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Espécie	Murino
ID do Gene (Humano)	3560
ID do Gene	16185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-235 de CD122/IL-2R β murino (NP_032394.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Murino
SWISS	P16297
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo