

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Conjugado Com Pe Para Fc - P16382

Número do item: CM0007765

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD124/IL-4Rα de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para o estudo da sinalização de IL-4/IL-13 na diferenciação de Th2 e inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
Observações/Apelido	Il4r; CD124
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3566
ID do Gene (Camundongo)	16190
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-233 do CD124/IL-4Ra de camundongo (NP_001008700.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16382
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo