

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Camundongo Cd127/IL-7Rα Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0011446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD127/receptor de IL-7 alfa de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação e caracterização de células imunes de camundongo em pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho PE Anti-Camundongo CD127/IL-7Rα
Observações/Apelido	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3575
GeneID	16197
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL-7Rα de camundongo (NP_612564.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo