


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Mouse Cd130/Gp130 Para Citometria De Fluxo - Q00560

Número do item: CM0004738



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD130/gp130 (subunidade beta do receptor de IL-6) de camundongo. Validado para citometria de fluxo (CF) com amostras de camundongo. Componente central da via de sinalização de IL-6 para pesquisa imunológica e inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Mouse CD130/gp130
Observações/Apelido	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3572
GeneID	16195
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-617 do CD130/gp130 de camundongo (NP_034690.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo