

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd138/Sindecano-1 De Camundongo Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P18828

Número do item: CM0010115

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD138/Sindecano-1 de camundongo (SWISS: P18828). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC), sem reatividade cruzada com outras espécies. Imunógeno recombinante abrangendo o domínio extracelular. Ideal para imunofenotipagem e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD138/Sindecano-1 de camundongo conjugado com PE
Observações/alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Sindecano-1
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	6382
ID do gene (camundongo)	20969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-255 de CD138/Sindecano-1 de camundongo (NP_035649.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P18828
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo