


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd14 De Camundongo Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P10810

Número do item: CM0009589



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD14 de camundongo conjugado a PE para citometria de fluxo, direcionado ao antígeno de diferenciação de monócitos CD14. Adequado para pesquisa de resposta imune inata, sinalização de LPS e inflamação. Reatividade cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD14 de Camundongo Conjugado a PE
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	929
GeneID	12475
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-345 do CD14 de camundongo (NP_033971.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10810
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Transporte	Em saco de gelo