

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Mouse Cd144/Ve-Caderina Para Citometria De Fluxo - P55284

Número do item: CM0010533



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a VE-caderina (CD144) de camundongo, clone 7B4. Validado para aplicações de citometria de fluxo em amostras de camundongo. Facilita a pesquisa sobre adesão de células endoteliais, permeabilidade vascular e angiênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Mouse CD144/VE-Caderina
Observações/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1003
GeneID	12562
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 46-592 da CD144/VE-Caderina de camundongo (NP_033998.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P55284
Peso Proteico	88kDa
Transporte	Bolsa de gelo