

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd150/Slam Conjugado Com Pe Para Fc - Q9Qum4

Número do item: CM0011753

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD150/SLAM de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para investigar a ativação de células imunes mediada por SLAM, diferenciação e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PE Rabbit anti-Mouse CD150/SLAM mAb
Observações/Apelido	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6504
GeneID	27218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso da Proteína	36kDa/38kDa
Envio	Saco com gelo